

A brand new aligner system

innovant, convivial, précis

 **nivello** ipso®
smiles made in switzerland

A clear winner

efficace, esthétique, confortable



La première fabrique suisse d'aligneurs, nivellmedical AG, a été créée pour développer un système d'alignement grâce auquel il est possible de traiter presque toutes les malocclusions sans utiliser d'aides supplémentaires. Un objectif qui a été atteint grâce à l'aligneur de nivellipso.

En se basant sur de vastes analyses de cas, nous avons conçu un dispositif d'alignement qui allie une efficacité maximale à une précision extrême. Nos perfectionnements conséquents nous ont permis non seulement d'améliorer le confort de port mais aussi d'élargir considérablement

la gamme d'utilisation. C'est pourquoi l'aligneur de nivellipso actuel convient pour traiter la plupart des problèmes d'alignement et ce sans attaches. Un avantage évident comparé aux autres dispositifs.

Trois caractéristiques capitales du produit distinguent nivellipso des autres gouttières d'alignement :



Matériau transparent au maximum

La fabrication de nos aligneurs se fait à partir d'un matériau de thermoformage **biocompatible**, le PETE glycol modifié qui assure une résistance à la rupture, une élasticité et une stabilité dimensionnelle. Il est **bien toléré** et convient remarquablement à toutes les indications du traitement par gouttières orthodontiques. Une importance a été accordée à une **transparence la plus grande** lors de la transformation. De ce fait nivellipso est **particulièrement discret** et esthétique.



Design extrêmement efficace

Contrairement à d'autres dispositifs d'alignement, l'aligneur de nivellipso recouvre **une partie de la gencive et utilise en plus les surfaces des espaces interdentaires**. Ainsi sont obtenus un meilleur alignement parfaitement adapté, une meilleure rétention et une **transmission plus efficace des forces**. L'aligneur doit être placé de **manière optimale** pour agir **plus efficacement, sans nécessiter d'attaches ou d'aides supplémentaires**.



Dispositif à triple gouttière innovant

Trois gouttières possédant différentes épaisseurs de matériau (souple, normale, dense) sont utilisées à chaque phase de traitement. La combinaison du **design particulier**, qui met à profit l'ensemble de la surface dentaire mise à disposition, et du **dispositif à triple gouttière** veille à une **transmission constante des forces** et procure un confort de port agréable. Les dents sont remises dans l'alignement prévu **en douceur et délicatement, mais tout aussi efficacement**.



Handmade precision

planification simple, solution
personnalisée, résultats précis

Nous ne nous sommes pas uniquement contentés d'optimiser le dispositif d'alignement, nous en avons fait de même avec le déroulement du traitement. À l'aide de la planification de traitement simple, des solutions personnalisées et un service proche de votre cabinet, nous souhaitons vous permettre de traiter sans problème toutes les indications. Le traitement avec nivellipso est là pour vous faciliter la tâche ainsi que pour vos patients.

Ces prestations spéciales distinguent nivellipso des autres fournisseurs :

■ Commencez par le scan, la prise d'empreintes en PVS ou le modèle en plâtre

Peu importe si vous commencez le traitement par un scan intra-buccal, des prises d'empreintes en PVS ou des modèles en plâtre, la décision vous appartient. Vous pouvez uploader directement les scans sur la plate-forme propre à notre société nivellonlign. Le logiciel peut traiter sans problème tous les fichiers STL ouverts.

■ Planification simple du traitement

Les informations nécessaires obligatoires pour planifier le traitement sont réduites à l'essentiel. Cela fait gagner du temps et minimise considérablement les efforts déployés par planification de traitement. Une vérification manuelle de vos informations par nos experts garantit une planification sûre à 100 %.

■ Solutions individuelles artisanales

Nous accordons de l'importance à une concertation de cas d'orthodontiste à orthodontiste. Au cours d'un échange professionnel, nous élaborons avec vous une approche de traitement qui convient parfaitement aux exigences d'un traitement individualisé par aligneur de nivellipso.

■ Aligneurs et modèles de planification

Au début du traitement, outre un kit d'aligneurs fabriqués sur mesure et parfaitement adaptés, vous recevrez également un kit de modèles de planification. En cas de perte ou d'endommagement d'un aligneur, commandez chez nous un produit de remplacement ou chargez-en votre laboratoire dentaire. Cela réduira nettement vos pertes de temps personnelles.

■ Déroulement précis du traitement

Lors de l'établissement du programme de traitement, non seulement la suite des déplacements de dents et de racines nécessaires est prise en compte, mais aussi le profil des gencives. Ainsi, nul besoin de procéder à des corrections subtiles et à des modifications dans la planification après le début du traitement. C'est un point positif important.

Mission possible

un dispositif d'alignement,
des options de traitement illimitées

Grâce au design exceptionnel qui prévoit d'inclure partiellement la gencive et les espaces interdentaires, les forces transmises par la gouttière ont alors une action plus ciblée et plus efficace sur les arcades dentaires. C'est pourquoi nivellipso permet de traiter presque tous les problèmes d'alignement et dans la plupart des cas même sans nécessiter d'autres aides, telles que p. ex. des attaches.

Voici les indication suivantes que nivellipso a déjà réussi à traiter :

- dents trop rapprochées
- fermeture d'espace
- occlusion croisée
- supraclusie
- béance
- suroclusion
- occlusion en bout-à-bout
- redressement, inclinaison, dilatation, dérotation
- distalisation et mésialisation

Indications



Encombrement dentaire grave /dents de travers




Dents très espacées



Occlusion en bout-à-bout



Occlusion croisée



Supraclusie




Béance



Surocclusion



Diastème



Encombrement/dents de travers



Supraclusie avec espaces au niveau des dents antérieures



Occlusion croisée avec surplomb accru



Encombrement avec occlusion croisée



Your personal support system

conseils approfondis,
prise en charge compétente

Un dispositif d'alignement n'est alors rentable pour vous que s'il peut s'intégrer sans problème dans les opérations de votre cabinet. Notre service complet et nos interlocuteurs professionnels vous le garantissent. Notre équipe d'assistance se compose de spécialistes en orthodontie expérimentés qui se feront un plaisir de vous aider à tout moment. Peu importe que cela soit au téléphone, en personne sur place ou en ligne.

Aperçu de nos prestations de services :

- assistance d'experts : par téléphone, en ligne ou en personne sur place
- plate-forme conviviale propre à la société pour planifier le traitement
- service express : commandes et livraisons dans les deux semaines à compter de l'envoi
- réalisation de modèles en plâtre de prises d'empreintes (silicone ou polyéther)
- scan des modèles en plâtre et archivage également durable
- réalisation de nouveaux modèles (par modèle en 3D) à partir des archives en vue d'une documentation
- fabrication de gouttières d'application (possibilité d'en commander plusieurs)
- préparation de pontiques destinés à ouvrir ou fermer des espaces
- fabrication d'attaches personnalisées (si nécessaire dans un cas individuel)
- préparation de l'aligneur pour l'utilisation de bandes élastiques de classe 2
- fourniture de gouttières orthodontiques spéciales super souples en cas de mise en place du programme de traitement non effectuée
- renvoi des modèles en plâtre et/ou des portes-empreintes

Faites fructifier votre cabinet et devenez un/une utilisateur(-trice) de nivellipso.

Élargissez votre gammes de produits à un dispositif d'alignement innovant qui permet de traiter efficacement et précisément presque toutes les malocclusions et ce sans aides ni attaches. nivellipso peut s'intégrer de suite sans problème dans votre gamme de traitement grâce à la simplicité de sa planification et à notre équipe d'assistance d'experts spécialistes.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre appel !

nivellmedical AG
Switzerland

Altgraben 31
CH-4624 Haerkingen

T +41 61 422 22 12
F +41 61 422 22 13

info@nivellipso.com
www.nivellipso.com

The logo for nivellipso, featuring a stylized 'ni' symbol followed by the text 'nivellipso' in a sans-serif font, all contained within a red square.

ni nivellipso