

A brand new aligner system

innovativo, facile da utilizzare, preciso

 **nivello** ipso®
smiles made in switzerland

A clear winner

efficace, estetico, confortevole



La nivellmedical AG, primo produttore svizzero di allineatori dentali, è stata costituita per sviluppare un sistema di allineatori che permettesse di trattare pressoché tutte le malocclusioni dentali, senza ricorrere ad ausili supplementari. L'obiettivo è stato centrato grazie all'allineatore nivellipso.

Dopo aver analizzato numerosissimi casi, abbiamo sviluppato un sistema di allineatori in grado di combinare la massima efficacia e una precisione senza compromessi. Attraverso un'evoluzione coerente del sistema, siamo riusciti non solo ad aumentarne la confortevolezza, ma

anche ad estendere notevolmente il suo campo di impiego. Per questo, ora l'allineatore nivellipso si presta al trattamento della maggior parte dei malposizionamenti dentali, senza dover ricorrere ad alcun tipo di attacco. Un netto vantaggio rispetto ad altri sistemi.

nivellipso si differenzia dagli altri sistemi di allineamento per tre caratteristiche principali:



Materiale di massima trasparenza

I nostri allineatori sono realizzati per imbutitura da materiale PET-G **biocompatibile**, caratterizzato da resistenza alla rottura, elasticità e stabilità della forma. Il materiale è **ben tollerato** ed è ideale per tutti i casi in cui è indicata la terapia ortodontica mediante splint dentali. In fase di lavorazione, abbiamo puntato tutto sulla **massima trasparenza**, per cui nivellipso risulta **particolarmente discreto** ed esteticamente gradevole.



Design straordinariamente efficace

Rispetto ad altri sistemi di allineamento, l'allineatore nivellipso ricopre **una porzione della gengiva e sfrutta inoltre le superfici degli spazi interdentali**. Ciò consente di ottenere un posizionamento estremamente esatto, una migliore ritenzione e una **trasmissione più efficace delle forze**. Per questo, gli allineatori aderiscono **perfettamente** e risultano **più efficaci, senza bisogno di attacchi o ausili supplementari**.



Innovativo sistema a 3 mascherine

In ogni fase del trattamento si utilizzano **tre mascherine di diverso spessore** (soft, regular, intense). La combinazione tra il **design particolare** che sfrutta l'intera superficie dentale a disposizione e il **sistema a 3 mascherine** garantisce una **trasmissione costante delle forze** ed una piacevole confortevolezza. I denti vengono spostati nella posizione prevista **in modo delicato e non invasivo, ma al tempo stesso molto efficace**.



Handmade precision

progettazione semplice, soluzioni personalizzate, risultati precisi

La nostra ottimizzazione non ha interessato soltanto il sistema di allineamento, bensì anche la procedura necessaria per il trattamento. Attraverso una semplice progettazione, soluzioni personalizzate ed un servizio di assistenza a disposizione del vostro ambulatorio, vi mettiamo nelle condizioni di trattare senza problemi qualsiasi tipo di indicazione. In tal modo la terapia con nivellipso risulta confortevole per voi e per i vostri pazienti.

Ecco i servizi che distinguono il sistema nivellipso da quelli di altri fornitori:

■ Scansione iniziale, impronta in PVS o modello in gesso

La scelta di iniziare il trattamento con una scansione intraorale, una presa d'impronta in PVS o un modello in gesso è lasciata alla vostra discrezione. Le scansioni possono essere caricate direttamente su nivellonlign, la nostra piattaforma interna. Il software è in grado di elaborare tranquillamente tutti i dati STL aperti.

■ Semplice progettazione della terapia

I dati obbligatori per procedere alla progettazione del trattamento sono ridotti all'essenziale, con un notevole risparmio in termini di tempo e di costi per ogni processo di progettazione. Il controllo manuale dei dati da parte dei nostri esperti garantisce la massima sicurezza della progettazione.

■ Soluzioni personalizzate realizzate a mano

Per noi è importante discutere personalmente del caso interessato, da ortodontista a ortodontista. Tramite questo confronto tecnico sviluppiamo insieme a voi una proposta di trattamento studiata appositamente per i requisiti di una terapia individuale con l'allineatore nivellipso.

■ Allineatori e modelli di studio

All'inizio del trattamento riceverete, oltre ad un set di allineatori realizzati appositamente su misura, anche un set di modelli di studio. In caso di smarrimento o danneggiamento di un allineatore, potrete ordinarci un allineatore sostitutivo o incaricare il vostro laboratorio odontotecnico di realizzarne un altro, con un netto risparmio di tempo personale investito.

■ Andamento preciso del trattamento

La progettazione del trattamento tiene conto non solo della sequenza dei movimenti dentali e radicali necessari, bensì anche del profilo gengivale. In questo modo non è necessario procedere a microcorrezioni o a modifiche della progettazione dopo l'inizio del trattamento. Un netto vantaggio.

Mission possible

un sistema di allineamento,
innumerevoli opzioni di trattamento

Grazie al design straordinario che prevede anche una parziale integrazione della gengiva e degli spazi interdentali, le forze trasmesse dalla mascherina agiscono in modo più mirato ed efficace sull'arcata dentale. Con nivellipso è dunque possibile trattare tutti i malposizionamenti dentali, nella maggior parte dei casi addirittura senza ricorrere ad alcun ausilio supplementare, come ad es. gli attacchi.

Le seguenti indicazioni sono già state trattate proficuamente con nivellipso:

- **Affollamento**
- **Chiusura di spazi**
- **Morso incrociato**
- **Morso profondo**
- **Morso aperto**
- **Overbite**
- **Labiodontia**
- **Distalizzazione e mesializzazione**
- **Raddrizzamento, correzione dell'inclinazione, estensione, derotazione**


Indicazioni



Affollamento e disallineamenti



Diastema



Labiodontia



Morso incrociato



Morso profondo




Morso aperto



Overbite



Diastema



Affollamento e disallineamento



Morso profondo con spazi nell'area dei denti frontali



Morso distale con overjet eccessivo



Affollamento con morso distale



Your personal support system

consulenza completa,
assistenza competente

Un sistema di allineamento può dirsi vantaggioso soltanto se è possibile integrarlo senza problemi nelle routine ambulatoriali. È quello che vi garantiscono la nostra assistenza completa e i nostri interlocutori professionisti. Lo staff del nostro servizio di assistenza è formato da specialisti in ortodonzia a vostra completa disposizione per una consulenza telefonica, personale sul posto oppure online.

I nostri servizi in sintesi:

- Assistenza telefonica, online o personale sul posto da parte di esperti
- Piattaforma interna facile da utilizzare per la progettazione del trattamento
- Servizio espresso: gli ordini vengono consegnati entro 14 giorni dall'invio
- Realizzazione di modelli in gesso basati su impronte (silicone o polietere)
- Scansione dei modelli in gesso e archiviazione, anche permanente
- Creazione di nuovi modelli dall'archivio (per ciascun modello 3D), a scopo di documentazione
- Realizzazione di mascherine applicative (possibilità di ordinarne più di una)
- Preparazione di pontic per l'apertura o la chiusura di spazi
- Realizzazione di attacchi personalizzati (se necessari nel caso specifico)
- Preparazione degli allineatori per l'impiego di elastici di seconda classe
- Fornitura di una speciale mascherina correttiva supersoft in caso di mancata attuazione della terapia
- Restituzione dei modelli in gesso e/o dei cucchiai portaimpronte

Garantite un successo trasparente del vostro ambulatorio utilizzando il sistema nivellipso.

Aggiungete alla vostra gamma di prodotti un sistema di allineamento innovativo che consente di trattare in modo preciso ed efficace tutti i tipi di malocclusione, senza ricorrere ad ausili o attacchi. Grazie alla semplice progettazione del trattamento e al nostro servizio di assistenza da parte di tecnici esperti, nivellipso può essere facilmente integrato nella gamma dei vostri trattamenti.

Non esitate a chiamarci!

nivellmedical AG
Switzerland

Altgraben 31
CH-4624 Haerkingen

T +41 61 422 22 12
F +41 61 422 22 13

info@nivellipso.com
www.nivellipso.com

The logo for nivellipso, featuring a stylized 'ni' symbol followed by the text 'nivellipso' in a lowercase, sans-serif font. The logo is positioned on a red square background.

ni nivellipso®